

## Эндодонтический мотор. Endo-Touch TC2

*"Более интеллектуальная и безопасная работа со свободой движения"*

Удобный жидкокристаллический дисплей, простое управление 5 кнопками и легкий беспроводной наконечник обеспечивают простое использование даже при наиболее тонких эндодонтических манипуляциях. Функция автоматического обратного хода и сигнализации предупреждают звуком о том, что нагрузка вскоре достигнет заранее установленного крутящего момента, что позволяет облегчить нагрузку на инструмент даже до того, как будет активирован автореверс. 5 программ для различных систем. TC2 можно использовать с большинством инструментов основных производителей.



### Основные характеристики

### Полный комплект Endo-Touch TC2

#### Полный комплект Endo-Touch TC2

Endo-Touch TC2 (230V)

Комплектация:

- Головка
- Мотор Endo-Touch TC2
- Зарядное устройство

### Мотор Endo-Touch TC2



#### Endo-Touch TC2 Motor

- Скорость двигателя: 2000-9000 об/мин
- Управление крутящим моментом
- Автореверс

### Головки с редукцией Endo-Touch TC2



16:1

- Для инструментов из никель-титана ( 2,35)
- Миниатюрная головка
- Кнопочный зажим инструмента



## Амфодент

г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, Тел: (812) 373-26-03, (812) 373-51-59, (812) 373-34-72, (812) 373-50-20, (812) 373-52-64. E-mail: amfodent@amfodent.ru

Отдел Sybron Endo в г. Москва, Тел.: +7 (495) 98-98-407. Контактное лицо: Жарова Анна  
E-mail: moscow@amfodent.ru